


時間内歩行試験ソフトウェア

- パルスオキシメータの測定データをリアルタイムで Android デバイスに送信
患者のリスク管理に対応
- 歩行テスト情報を PC にダウンロード、歩行グラフと報告書を自動動作成


構成機器

歩行テストグラフ



- ◆ 歩行テスト推移、休憩範囲、ボルグ値の表示

報告書



- ◆ 歩行テストグラフと患者歩行情報

パルスオキシメーター




- ◆ Nonin WristOx2® Model 3150 BLE

Android デバイス




- ◆ スマートフォン or タブレット

パソコン




- ◆ ディスクトップ、ノート
- ◆ Windows 10、11 (64 Bit)

➤ SpO2・Pulse をリアルタイム監視 + 歩行データ入力



➤ 歩行テスト情報を PC にダウンロード 報告書作成



➤ 既存の Android デバイス利用が可能

パルスオキシメーターと Android デバイス間を Bluetooth で接続。


- Android Ver8.0、APILevel26 以降のデバイス



HP よりダイジェスト版紹介ビデオをご覧ください。
<https://www.coresoftware.co.jp/25product/2510wt/>



YouTube よりダイジェスト版紹介ビデオをご覧ください。
<https://youtu.be/Hk4vpwf624o>



◆ スマートフォン、タブレット

© 本ソフトウェアは医療器機ではありません。医療行為の施行に際してはモニター本体にて表示されるバイタルデータをご確認ください。